

# ARTHROSCOPIE

## SHAVER

# ACZ450



**Ergonomique et léger**

**Couple élevé**

**Haute performance de coupe**

**Commande manuelle ou par pédale**

**Approprié aux articulations de petites  
et de grandes tailles**

**Lavable en machine**

**deSoutter**  
MEDICAL

# ACZ 450

## SHAVER



Console électrique  
PC-450

Commutateur  
à pédale  
FS-220

### Pièces à main Shaver



Commande 2 boutons ACZ-450



Commande à pédale ACZ-451

Modèle	Référence	Désignation
ACZ-450	1287994	Shaver 2 boutons avec câble de 4 mètres.
ACZ-451	1288104	Shaver commande à pédale avec câble de 4 mètres.

- Couple élevé
- Pièce à main ergonomique et légère.
- Commande précise de la vitesse et du sens de rotation grâce aux deux boutons de la pièce à main ou du commutateur pédale.
- Aspiration variable et compatible avec tous types de tubulures.
- Choix bidirectionnel pour la mise en place des couteaux de shaver.
- Reconnaissance automatique des couteaux ou fraises de shaver.
- Réglage et sauvegarde des données d'utilisation (vitesse et sens de rotation)
- Approprié à l'arthroscopie des articulations de petites et de grandes tailles.
- Intégralement lavable en machine et autoclavable.

### Gamme de vitesses

Modèle	Sens de rotation	Vitesse
Fraises	Avant/Arrière	500-8000 tpm
Couteaux	Avant/Arrière	300-3000 tpm
Couteaux	oscillations	500-1500 tpm

### Commutateur à pédale FS-220

Pédale 3 boutons :  
Sens de rotations, mode sécurité, sélection de la pièce à main A ou B

Modèle	Référence	Désignation
FS-220	12830	Pédale 3 boutons

### Console électrique PC-450

Modèle	Référence	Désignation
PC-450	14970	Console électrique 2 sorties A et B*

\*Permet le raccordement du dispositif Shaver ACZ-450 et de toute autre pièce à main électrique De Soutter Medical.

RU	Référence: 8290
Euro	Référence: 8300
USA/Canada	Référence: 8310
Australie/Nouvelle Zélande	Référence: 8320
Suisse	Référence: 14700

Veillez spécifier l'option requise.

# Couteaux et fraises de shaver



## Couteaux

Forme	Fonction	Diametre/Reference				
		ø 2,5 mm	ø 3,5 mm	ø 4,2 mm	ø 5,5 mm	ø 6,5 mm
	Résecteur	C81-0025	C81-0035	C81-0042	C81-0055	-
	Résecteur agressif	C81-0225	C81-0235	C81-0242	C81-0255	-
	Résecteur rapide	-	-	C81-0142	C81-0155	-
	Résecteur agressif rapide	-	-	C81-0342	C81-0355	-
	Couteau de ménisque	-	C81-1035	C81-1042	C81-1055	-
	Couteau de ménisque agressif	-	C81-1235	C81-1242	C81-1255	-
	Couteau de ménisque rapide	-	-	C81-1142	C81-1155	-
	Couteau latéral	-	C81-2035	C81-2042	C81-2055	-

## Fraises

	Fraise ronde	-	C81-6035 ø 2,5 mm	C81-6042 ø 3,0 mm	C81-6055 ø 4,0 mm	C81-6065 ø 5,0 mm
	Fraise ovale	-	-	-	C81-7055 ø 4,0 mm	C81-7065 ø 5,0 mm
	Fraise tronconique	-	-	-	C81-8055 ø 4,0 mm	C81-8065 ø 5,0 mm



## Couteaux angulés

	Résecteur	-	-	C81-5042	C81-5055	-
	Résecteur agressif	-	-	C81-5242	C81-5255	-
	Couteau latéral	-	-	C81-5542	C81-5555	-

Les Couteaux et fraises de shaver sont conditionnés dans des emballages stériles individuels.  
Conditionné par bte de 5 unités stériles.

# Pièce à main motorisée polyvalente



## Pièce à main MCZ-450

Référence: 1284004  
 Vitesse 0 - 1100 tpm  
 Canulation 4.1 mm

Se raccorde à l'aide d'un câble de 4 mètres à la console électrique de Type PC-450  
 Référence 12850.

### Modes Disponibles

- Vissage
- Percage
- Avant/arrière
- Taraudage
- Sécurité

## Mandrin Jacobs (5/32")



Référence 14110  
 Vitesse 0 - 1100 tpm  
 Canulation 3,1 mm

## Petit A.O.



Référence 14140  
 Vitesse 0 - 1100 tpm  
 Canulation 2,0 mm

## Scie sagittale à encliquetage rapide



Référence 14230  
 Vitesse 0 - 21000 cycles/minute  
 Utilisez les lames de scie de la série Stericut™ S88<sup>1)</sup>

## Scie sagittale



Référence 14210  
 Vitesse 0 - 18000 cycles/minute  
 Utilisez les lames de scie de la série Stericut™ S85<sup>1)</sup>

## Scie réciproque



Référence 14220  
 Vitesse 0 - 12000 cycles/minute  
 Utilisez les lames de scie de la série Stericut™ S92<sup>1)</sup>

## Passer broche



	Référence	Vitesse	Canulation
Petit	14260	0 - 1100 tpm	0,6 - 1,8 mm
Gross	14270	0 - 1100 tpm	1,8 - 3,2 mm

D'autres accessoires sont disponibles. Demandez le catalogue 170-EN-5 pour obtenir de plus amples détails.

<sup>1)</sup> Demandez le catalogue™ pour obtenir la gamme complète de scies, lames, fraises et broches.

Tous les accessoires sont scellés individuellement dans une pochette stérile et sont livrés dans une boîte de cinq unités.



**De Soutter Medical Limited**  
 River Park, Billet Lane, Berkhamsted  
 Hertfordshire HP4 1HL, UK  
 Tel: +44 (0) 1442 860300  
 Fax: +44 (0) 1442 860333  
 Email: info@de-souttermedical.com  
 Web: www.de-soutter.com

**De Soutter Medical France**  
 1 Allée des Eglantiers  
 33260 La Teste de Buch, France  
 Tél: +(33) 06 75 51 68 66  
 Fax: +(33) 05 56 22 23 97  
 Email: France@de-soutter.com  
 Web: www.de-soutter.com

**de Soutter**  
 MEDICAL