



instrumentos médicos motorizados

información general de los productos



Serie MDX - huesos grandes - ortopedia/traumatología

Sierra sagital
KDX-600



Modular
MDX-600

- Sistema polivalente, con 26 aditamentos de serie y mecanismo de bloqueo de cambio rápido.
- Tecnología de cambio de baterías de avanzada.
- Opción de alimentación eléctrica alámbrica y a baterías asépticas o estériles.
- Codificación por colores para reconocer fácilmente los aditamentos.
- Modalidades de avance/retroceso instantáneo modalidad segura accionadas con una sola mano.



A BATERÍA Y ALÁMBRICOS

Serie MPX - huesos grandes - ortopedia/traumatología

MPX-600
con aditamento
de sierra sagital



MPX-600
con aditamento
de barrenado


- Ergonomic handpiece & attachment combination.
- Attachments feature quick release accessory chucking.
- High power, high torque coaxial motor.
- Single handed, instant forward/reverse.
- System versatility with 27 standard attachments.



NEUMÁTICOS

Serie MPZ y EPV - huesos pequeños - extremidades

EPV-221
con arranque
por pedal



MPZ-450
con arranque
a gatillo

- Una extraordinaria relación potencia-peso.
- Sistema polivalente con 25 aditamentos de serie.
- Opción de control de mano o por pedal para el EPV.



NEUMÁTICOS

SDX & DPX - cardio/thoracic

MCZ-450
con aditamento
de barrenado



MCZ-450
con aditamento
de sierra sagital

- Sistema polivalente con 13 aditamentos de serie y mecanismo de bloqueo para cambios rápidos.
- Se dispone de una configuración programable por el usuario mediante el generador de energía PS-450.
- Conexión sencilla con cable encajado a presión/quitado de un tirón.
- Modalidades de avance/retroceso instantáneo y modalidad segura accionadas con una sola mano.



ELÉCTRICOS ALÁMBRICOS

SDX y DPX - cardio/torácicos

SDX-600
a baterías



DPX-677
neumático


- Opción de alimentación neumática o a batería.
- Versatilidad para vía de entrada inferior o superior.
- Mecanismo de montaje de protección de esternón de cambio rápido.
- Mecanismo de montaje de hoja con bloqueo por giro.
- Función de disparo progresivo con modalidad de bloqueo "segura" de acción rápido.



A BATERÍA Y NEUMÁTICOS

HST - alta velocidad - neurología/otorrinolaringología/vertebral

HST-100
angular



HST-100
recto

HST-100
cráneo

- 100.000 rpm de velocidad de rotación.
- Ultradelgado y ligero.
- Carga de fresas y cambio de puntas sin necesidad de herramientas.
- Amplia gama de instrumentos de corte con numerosas configuraciones de cabezas de fresado.
- Con o sin irrigación.



NEUMÁTICOS

Sistema CleanCast™




- Sierras para yeso, con o sin extracción.
- Opción de alimentación de bajo voltaje e inalámbrica.
- Diseño ergonómico, ligero y equilibrado.
- Bajo nivel de sonido y menor vibración.
- Una gama completa de tipos de hoja para cortar todos los materiales de enyesado.

EXTRACCIÓN DE YESOS



STERICUT™ - envasado en forma estéril



- Una completa gama de fresas, hojas, trépanos y alambres K.
- Sólo se utilizan los materiales de la mejor calidad.
- Servicio de entregas rápido y fiable.
- Énfasis en la contención de costes.
- Más de 50 tipos de vástagos y más de 1000 opciones de hojas.

FRESAS Y HOJAS



Todos los productos enumerados en este folleto son respaldados por la garantía sin pretextos absurdos de De Soutter Medical por 12 meses. Todos los instrumentos llevan la marca CE.

Datos de contacto

Para hablar con un integrante de nuestro equipo de atención al cliente.

De Soutter Medical Limited

River Park, Billet Lane, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1HL. Reino Unido

Tel +44 0 1442 860300 Fax +44 0 1442 860333

e-mail: info@de-souttermedical.com Web: www.de-soutter.com

publicación nº. 183-1

de Soutter
MEDICAL