

eco  
PULSE

“ DES LAVAGES PULSES  
ECO RESPONSABLES DE  
DERNIERE GENERATION



Carbon  
Neutral  
Product



CO<sub>2</sub>e  
Assessed  
Product

LE PREMIER ET LE SEUL  
LAVAGE PULSE AU BILAN  
CARBONE NEUTRE ”



## SYSTEME DE LAVAGE PULSE ECO PULSE™



### QUELLES ECONOMIES OFFRENT LE DERNIER ECO PULSE ?

#### CARBON NEUTRAL



Carbon  
Neutral  
Product

Primo e unico lavaggio a impulsi a emissioni zero, che aiuta a lavorare verso obiettivi **netti zero**.

#### RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



L'ECO Pulse ne contient ni batteries, ni moteur, ni électronique et c'est pourquoi il génère jusqu'à **55%** de déchets en moins par intervention.

#### COÛT



Grâce à sa conception simple et novatrice, l'ECO Pulse réduit les dépenses de l'hôpital en prenant soin de l'environnement.

#### ESPACE



Sa petite taille permet de réduire les emballages, il en résulte un espace de stockage **2,5 fois plus petit**.



Buse de connexion sécurisée évite des fuites et bris.

#### PERFORMANCE

Débit ajustable 0 - 1,0 litre/min  
Taux de pulsation 0 - 1 350 impulsions/min  
(\* Sur la base des caractéristiques de la batterie AB-703

#### SIMPLE

Les kits ECO Pulse P30 se connectent directement sur une pièce à main rotative DeSoutter pour les meilleures performances, instantanément prêt à l'emploi.


Notre série de Kits P31 compatibles stryker® fonctionne directement connectée aux pièces à main stryker System. Des adaptateurs pour moteurs Linvatec®/Hall®, Aesculap® et Synthes® disponibles

# KITS ET CONSEILS ECO PULSE



KITS DE POMPAGE				
De Soutter Medical Réf.	Stryker® Compatible Réf.	Kit Eco Pulse	Objectif	Conseil(s) fourni(s)
P30-700	P31-700	Aspiration (jet de douche)	Usage général	P30-121
P30-701	P31-701	Douchette et embout pour canal fémoral avec aspiration	Arthroplastie de la hanche	P30-121/P30-123
P30-702	P31-702	Douchette et brosse fémorale avec ventouse	Arthroplastie de la hanche	P30-121/P30-124
P30-704	P31-704	Douchette et embout pour canal fémoral sans aspiration	Arthroplastie de la hanche	P30-120/P30-122
P30-705	P31-705	Embout haute pression avec aspiration	Nettoyage des os	P30-125
P30-707	P31-707	Embout haute pression et canal fémoral avec aspiration	Arthroplastie de la hanche	P30-123/P30-125
P30-708	P31-708	Haute pression et canal fémoral, sans aspiration	Arthroplastie de la hanche	P30-122/P30-125
P30-709	P31-709	Ventilateur à jet d'air avec aspiration	Nettoyage des os	P30-127
P30-710	P31-710	Fan Spray et embout pour canal fémoral avec aspiration	Arthroplastie de la hanche	P30-123/P30-127
P30-711	P31-711	Fan Spray et brosse fémorale avec aspiration	Arthroplastie de la hanche	P30-127/P30-124

CONSEILS		
Réf.	Longueur utile	Conseil Eco Pulse
P30-121	6cm	Douchette à ventouse
P30-125	6cm	Haute pression avec aspiration
P30-127	6cm	Ventilateur à jet d'air avec aspiration
P30-120	10cm	Douche à jet sans aspiration
P30-122	25cm	Canal fémoral sans aspiration
P30-123	25cm	Canal fémoral avec aspiration
P30-124	25cm	Brosse pour canal fémoral avec aspiration



Une tubulure d'aspiration est fournie avec tous les kits. Tous les kits stériles de lavage et les canules individuelles sont conditionnés par boîte de 5 unités.

**ROYAUME-UNI (SIEGE SOCIAL INTERNATIONAL)**

De Soutter Medical Limited  
Halton Brook Business Park, Weston Road  
Aston Clinton, Aylesbury, Bucks HP22 5WF  
Tel: +44 (0) 1296 634 000  
Email: info@de-soutter.com

**ALLEMAGNE**

De Soutter Medical Deutschland  
Bahnhofstraße 4  
D-66625 Nohfelden  
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46  
Email: deutschland@de-soutter.com

**AUSTRALIE**

De Soutter Medical Australia Pty Ltd  
2/12-14 Apollo Drive, Hallam  
Victoria 3803  
Tel: +61 (0) 3 9702 4441  
Email: australia@de-soutter.com

**ITALIE**

De Soutter Medical Italia  
Località Fornace SNC  
27022 Casorate Primo - PV  
Tel: +39 (0) 2 9009 4098  
Email: italy@de-soutter.com

**AUTRICHE**

De Soutter Medical Austria  
Hauptstrasse 122-124/Büro 01  
3420 Kritzensdorf  
Österreich  
Tel: +43 (0) 676 96 71 770  
Email: austria@de-soutter.com

**PAYS-BAS**

De Soutter Medical Nederland  
Gelderlandhaven 2X  
3433 PG Nieuwegein  
Tel: +31 (0) 85 0491480  
Email: nederland@de-soutter.com

**BELGIQUE**

De Soutter Medical Belgium  
Bessemmerstraat 14  
3620 Lanaken  
Tel: +32 (0) 89/47 15 37  
Email: belgium@de-soutter.com

**ETATS-UNIS**

De Soutter Medical USA, Inc.  
224 Rolling Hill Road, Suite 12A  
 Mooresville, NC 28117  
Tel: +1 (704) 655 9040  
Email: usa@de-soutter.com

**FRANCE**

De Soutter Médical France  
1 252 Avenue du Parc des Expositions  
33260 La Teste de Buch  
Tél. : +33 (0) 5 56 54 89 36  
Email : france@de-soutter.com

Pour en savoir plus sur les moteurs et équipements  
De Soutter Médical, contactez la filiale de votre région.

**de Soutter**  
MEDICAL