



hekaDrill




PRÉCISION EXTRÊME

L'hekaDrill a été développé avec l'innovation et la précision comme fil conducteur.

Caractéristiques clés:

- Moteur haute vitesse - jusqu'à 85 000 RPM
Permet un contrôle couple et vitesse (min. 200 RPM)
- Un contrôle poussé du moteur assure un confort au chirurgien durant les gestes longs avec un échauffement minimum.
- Longueur des fraises ajustable.
- Pédale "sans fil" utilisant un réseau crypté sécurisé, assurant plus de sécurité aux utilisateurs.
- Ajustement de l'accélération et du freinage moteur.



Chaque fraise permet d'ajuster 5 positions pour offrir une flexibilité totale et réduire les coûts d'immobilisation.

PIECE A MAIN ELECTRIQUE ET EMBOUTS

PIECE A MAIN	Référence	Modèle	Description	Vitesse RPM
--------------	-----------	--------	-------------	-------------



103347	HDS-121	Moteur cde pieds câble 4 m	200 - 85,000
103352	HDS-122	Moteur cde main câble 4 m	200 - 85,000
104184	Levier	Levier pour HDS-122	

EMBOUPTS PORTE-FRAISE DROIT	Référence	Modèle	Longueur - mm	Diam. queue - mm
-----------------------------	-----------	--------	---------------	------------------



103360	S-C07	70	2,38
103371	S-C08	80	2,38
103383	S-C10	100	2,38
103394	S-C15	150	2,38
103409	S-D09	90	3,18
103414	S-D14	140	3,18
103438	S-D26	260	3,18

DROIT AFFINÉ



104035	S-C07S	70	2,38
104043	S-C08S	80	2,38
104056	S-C10S	100	2,38
104312	S-C12S	120	2,38
104062	S-C15S	150	2,38

ANGULÉ



103446	A-C07	70	2,38
103451	A-C10	100	2,38
103467	A-C15	150	2,38
103472	A-D14	140	3,18

ANGULÉ AFFINÉ



104070	A-C07S	70	2,38
104081	A-C10S	100	2,38
104320	A-C12S	120	2,38
104097	A-C15S	150	2,38

ADAPTATEUR ANGULÉ



104159	A-M01	Adaptateur fixation angulée	
--------	-------	-----------------------------	--

CRANIOTOME



103508	C-C09	90	(Petit)	2,38
103480	C-C10	100	(Standard)	2,38
103495	C-D12	120	(Grand)	3,18

COUPE-MÉTAL



104137	M-D06	-	3,18
--------	-------	---	------

EMBOUT PERFORATEUR



103519	P-P01	Hudson	1,000
--------	-------	--------	-------

Utilisé avec HDS-121 à 72 000 RPM


Spécial sur commande

103686 Clé de verrouillage pour HDS-1xx fournie avec la pièce à main

Demandez le catalogue 2677 pour notre gamme de fraises rotatives



Description	Modèle	Référence
Console - Sans Irrigation	PC-120	103305
Console - Avec Irrigation	PC-121	103318



La console hekaDrill est disponible avec ou sans irrigation et offre quantité de fonctions :

- Utilisation de deux moteurs simultanément.
- Ajustement de l'accélération et du freinage moteur.
- Irrigation intégrée et personnalisable avec un mode anti-goutte.
- Plus de 200 profils utilisateurs peuvent être enregistrés et rapidement activés.
- Connecteurs lumineux indiquant le mode en cours.

IRRIGATION ET PEDALES

KIT D'IRRIGATION STERILE



Kit d'irrigation stérile.
Boîte de 5 tubulures.
Référence S101461

PEDALES



- Pédales filaire ou "sans fil" disponibles.
- Pédale "sans fil" utilisant un réseau crypté 128 bit, pour une protection totale.
- Sélection du moteur, sortie A ou B.
- Pédale rétroéclairée pour faciliter d'utilisation.

	Modèle	Référence
Filaire	MFP-120	103556
Sans-Fil	MFP-121	103562



Câble 4 m pour la connexion du modèle filaire et la charge de la pédale "sans fil" sur la console.

Référence 103597

ALIMENTATION SECTEUR

Cordons secteur longueur 3 mètres. Modèles disponibles ci-dessous.

UK	Référence: 8290
Euro	Référence: 8300
US/Canada	Référence: 8310
Australie/Nouvelle-Zélande	Référence: 8320
Japon	Référence: 8330
Suisse	Référence: 14700



PIECE A MAIN	Référence	Modèle	Vitesse RPM
--------------	-----------	--------	-------------



103339	HDS-111	100,000
--------	---------	---------

La pièce à main HDS-120 accepte tous les porte-fraises droits ou angulés et les craniotomes

PERFORATEUR	Référence	Modèle	Vitesse RPM	Pression d'utilisation
-------------	-----------	--------	-------------	------------------------



103524	P-P02	850	7 bar
--------	-------	-----	-------

Utilise connecteur Hudson

PEDALE	Référence	Modèle	Connecteur entrée d'air	Connecteur sortie d'air
--------	-----------	--------	-------------------------	-------------------------



14900	FV-220	Tuyau 3 m avec connecteur MA7 intégré	Compatible tuyaux "wash assist" ci-dessous
-------	--------	---------------------------------------	--



Longueur 3 mètres - Référence 103535
 Longueur 4 mètres - Référence 103803
 Longueur 5 mètres - Référence 103816



Bouchon de lavage HDS-111 / P-02
 Réf. 9950

CONTENEUR ET PLATEAUX DE STERILISATION

CONTENEUR ET PLATEAUX DE STERILISATION



SYSTEME ELECTRIQUE

Référence: 103610
Comprend couvercle, conteneur grillagé,
les plateaux moteur et accessoires.

Inserts Plateau Moteur :

- 1 moteur HDS-12X
- 1 perforateur P-P01
- 1 cordon autoclavable
- 1 clé

Inserts Plateau Accessoires :

- 5 porte-fraise
- 1 clé

SYSTEME PNEUMATIQUE

Référence 103629
Comprend couvercle, conteneur grillagé,
les plateaux moteur et accessoires.

Inserts Plateau Moteur :

- 1 moteur HDS-111
- 1 perforateur P-P02
- tuyau pneumatique
- 1 clé

Inserts Plateau Accessoires :

- 5 porte-fraise
- 1 clé

CONTENEUR ET PLATEAUX SEULS

Conteneur grillagé et couvercle
Référence: 103944

Plateau système électrique
Référence: 103953

Plateau système pneumatique
Référence: 103989

Plateau Porte-fraise
Référence: 103966

ROYAUME-UNI (SIEGE SOCIAL INTERNATIONAL)

De Soutter Medical Limited
Halton Brook Business Park, Weston Road,
Aston Clinton, Aylesbury, Bucks HP22 5WF
Tel: +44 (0) 1296 634 000
Email: info@de-soutter.com

AUSTRALIE

De Soutter Medical Australia Pty Ltd
2/12-14 Apollo Drive, Hallam
Victoria 3803
Tel: +61 (0) 3 9702 4441
Email: australia@de-soutter.com

AUTRICHE

De Soutter Medical Austria
Hauptstrasse 122-124/Büro 01
3420 Kritzensdorf
Tel: +43 (0) 2243 239000
Email: austria@de-soutter.com

BELGIQUE

De Soutter Medical Belgium
Bessemersstraat 14
3620 Lanaken
Tel: +32 (0) 89/47 15 37
Email: belgium@de-soutter.com

FRANCE

De Soutter Médical France
1 252 Avenue du Parc des Expositions
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 (0) 5 56 54 89 36
Email : france@de-soutter.com

ALLEMAGNE

De Soutter Medical Deutschland
Bahnhofstraße 4
D-66625 Nohfelden
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46
Email: deutschland@de-soutter.com

ITALIE

De Soutter Medical Italia
Località Fornace SNC
27022 Casorate Primo - PV
Tel: +39 (0) 2 9009 4098
Email: italy@de-soutter.com

PAYS-BAS

De Soutter Medical Nederland
Gelderlandhaven 2X
3433 PG Nieuwegein
Tel: +31 (0) 85 0491480
Email: nederland@de-soutter.com

ETATS-UNIS

De Soutter Medical USA, Inc.
224 Rolling Hill Road, Suite 12A
 Mooresville, NC 28117
Tel: +1 (704) 655 9040
Email: usa@de-soutter.com

deSoutter
MEDICAL

DISTRIBUÉ PAR DE SOUTTER MEDICAL,
FABRIQUÉ PAR ZETHON